

Кроличья Поликлональная Антитело К Эндонуклеазе G (Endo G) Для Wb, Elisa — Q14249

Артикул: CM0016515

введение

Кроличья поликлональная антитело против эндонуклеазы G (Endo G) человека, валидированная для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA); обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для изучения функции митохондриальных эндонуклеаз в процессах репарации ДНК, аутофагии и стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Endo G Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ENDOG; Endo G
Вид	Человек
ID гена (человек)	2021
ID гена	2021
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 49-297 эндонуклеазы G человека (NP_004426.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14249
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник