


Поликлональное Антитело Кролика Против Эндотелина 1 (Et1, Ppet1) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Артикул: CM0015619



введение

CamelBio предлагает поликлональное антитело кролика против эндотелина 1 (ET1, PPET1), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и плаценты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pAb кролика против эндотелина 1
Примечания/алиасы	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; эндотелин 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1906
GeneID	1906
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-212 эндотелина 1 человека (NP_001946.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05305
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом