

Моноклональное Антитело Против Engrailed 1 Для Вб - Q05925

Артикул: CM0002939

введение

Кроличье моноклональное антитело против Engrailed 1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает Engrailed 1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований развития конечностей и дорсовентрального паттернинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Engrailed 1
Примечания/алиасы	ENDOVESLB; Engrailed 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2019
GeneID	2019
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 293-392 Engrailed 1 человека (Q05925).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q05925
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовая упаковка