

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Eno1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P06733

Артикул: CM0002911



### введение

Кроличьи мАтк против ENO1 (P06733) выявляют альфа-енолазу в образцах человека, мыши и крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелены на белок массой 47 кДа. Подходят для изучения гликолиза, онкологии и фибринолиза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ENO1 Rabbit mAb                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 2023                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 2023                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ENO1 (P06733) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | P06733                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 47kDa                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                           |