

Анти-Eno1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P06733

Артикул: CM0022133



введение

Проверьте экспрессию ENO1 в образцах человека, мыши и крысы с помощью этого кроличьего поликлонального антитела. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ИФА; рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфичность для исследований гликолиза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENO1 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2023
ID гена	2023
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-434 человеческого ENO1 (NP_001419.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06733
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом