

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Eno2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Артикул: CM0017488



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ENO2 (NSE), валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENO2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NSE; HEL-S-279; ENO2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2026
GeneID	2026
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195–434 человеческого ENO2 (NP_001966.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09104
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом