


Антитела Кролика Против Eno3 (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Артикул: CM0020225



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ENO3 (бета-енолаза, мышечная энолаза). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения гликолиза, развития мышц и гликогеновой болезни.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENO3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MSE; GSD13; ENO3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2027
GeneID	2027
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого ENO3 (NP_001967.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13929
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом