

Моноклональное Антитело Против Enos Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P29474

Артикул: CM0003456



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому eNOS (NOS3), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Нацелено на эндотелиальную синтазу оксида азота — ключевой фермент в сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eNOS Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	eNOS; ECNOS
Вид	Человек
GeneID (человек)	4846
GeneID	4846
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1035-1110 человеческого eNOS (NP_000594.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29474
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом