

Кроличья Поликлональная Антитело Против Enox2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Артикул: CM0026323

введение

Кроличья поликлональная антитело к ENOX2 для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с ENOX2 человека, мыши и крысы (APK1, tNOX) — опухоль-ассоциированной клеточной мембранной оксидазой. Идеально подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная антитело к ENOX2 кролика
Примечания/псевдонимы	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	10495
ID гена	10495
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 411–610 ENOX2 человека (NP_872114.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16206
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	В ледяном пакете