

Кроличыи Поликлональные Антитела К Enpp1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - G3X9S2

Артикул: CM0021454

введение

Кроличыи поликлональные антитела к мышиному Enpp1 (член семейства эктонуклеотид пирофосфатазы/фосфодиэстеразы 1), валидированные для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестная реакция с людским и крысиным белком. Номер доступа UniProt: G3X9S2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пAb к Enpp1
Примечания/Синонимы	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5167
GeneID (Мышь)	18605
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 580-730 мышиного Enpp1 (NP_032839.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	G3X9S2
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Холодовой пакет