


## Поликлональное Антитело Anti-Enpp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O14638

Артикул: CM0018525



### введение

Кроличье поликлональное антитело к ENPP3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на эктонуклеотидпирофосфатазу/фосфодиэстеразу 3 (CD203c), участвующую в метаболизме нуклеотидов и иммунной регуляции. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к ENPP3                                                                                                                 |
| Примечания/синонимы       | B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 5169                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 5169                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 646–875 человеческого ENPP3 (NP_005012.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | O14638                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 100 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |