


Кроличье Моноклональное Антитело Против Enpp3/Cd203C Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Артикул: CM0007352



введение

Кроличье моноклональное антитело к ENPP3/CD203c, валидированное для WB, IF/ICC, FC, ELISA. Направлено на человеческую эктонуклеотид пирофосфатазу/фосфодиэстеразу 3 — ключевой регулятор метаболизма внеклеточных нуклеотидов и врожденного иммунитета. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ENPP3/CD203c
Примечания/псевдонимы	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Вид	Человек
ID гена (человек)	5169
ID гена	5169
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 551-875 человеческого ENPP3/CD203c (NP_005012.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14638
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом