

Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Enpp5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9UJa9

Артикул: CM0009477



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого ENPP5, подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Поддерживает исследования в области нейрональной коммуникации и функции эктонуклеотидаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENPP5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NPP5; NPP-5; ENPP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	59084
GeneID	59084
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 378-477 человеческого ENPP5 (Q9UJA9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJA9
Молекулярный вес белка	55kDa
Доставка	Ледяной пакет