

Поликлональные Антитела Против Anti-Ensa/Arpp-19E Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43768

Артикул: CM0017266

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого альфа-эндосульфина (ENSA/ARPP-19e), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживают белок мыши. Идеально подходят для изучения ингибирования PP2A во время митоза и путей секреции инсулина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENSA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARPP-19e; ENSA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2029
GeneID	2029
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ENSA (NP_996929.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O43768
Молекулярный вес белка	13kDa
Доставка	Сумка со льдом