

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ent2/Slc29A2 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14542

Артикул: CM0002966

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ENT2/SLC29A2 (Q14542), подходящее для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения транспорта нуклеозидов и функции эквilibративных транспортеров нуклеозидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против ENT2/SLC29A2
Примечания/Альтернативные названия	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3177
GeneID	3177
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ENT2/SLC29A2 (Q14542).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14542
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом