

Поликлональное Антитело Против Entpd1/Cd39 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Игх-П - P49961

Артикул: CM0026064

введение

Кроличье pAb против ENTPD1/CD39 нацелено на эктонуклеозидтрифосфатдифосфогидролазу 1, ключевой регулятор пуринергической сигнализации. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ENTPD1/CD39
Примечания/Альтернативные названия	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	953
GeneID	953
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 белка ENTPD1/CD39 человека (NP_001157655.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49961
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом