

Поликлональные Антитела Против Entpd2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Y5L3

Артикул: CM0030302

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому ENTPD2 (CD39L1/NTPDase-2) для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Нацелены на эктонуклеотидазу, участвующую в метаболизме внеклеточных нуклеотидов; подходят для исследований в области онкологии, иммунологии и сердечно-сосудистых заболеваний. - Q9Y5L3

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENTPD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	954
GeneID	954
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y5L3
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом