

Моноклональное Антитело Против Entpd5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75356

Артикул: CM0002147

введение

Кроличье моноклональное антитело против ENTPD5, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелено на 48 кДа нуклеозиддифосфатазу ЭПР, участвующую в контроле качества гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ENTPD5 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PCPN; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	957
GeneID	957
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого ENTPD5 (O75356).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75356
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом