

Кроличья Моноклональная Антитела К Entpd5 Для Wb, Elisa - 075356

Артикул: CM0002478

введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого ENTPD5 (CD39L4/PCPH), подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения функции ER UDPазы при фолдинге гликопротеинов и контроле качества синтеза белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENTPD5 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Алиасы	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Вид	Человек
GeneID	957
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого ENTPD5 (075356).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	075356
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	С хладагентом