

## Поликлональное Антитело Anti-Entpd6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 075354

Артикул: CM0023026

### введение

ENTPD6 Rabbit pAb — поликлональное антитело, полученное против белка ENTPD6 человека (аминокислоты 61–300).  
Валидировано для WB, IHC-P и ELISA;  
распознаёт ENTPD6 человека, мыши и крысы — нуклеозиддифосфатазу мембраны аппарата Гольджи, участвующую в гидролизе нуклеотидов и гликозилировании.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ENTPD6 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Примечания/синонимы       | CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dj738P15.3; ENTPD6                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 955                                                                                                                               |
| GeneID                    | 955                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61–300 ENTPD6 человека (NP_001304870.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | O75354                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 53 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                    |