


Кроличья Поликлональная Антитело Против Энвоплакина (Evpl) Для Вб, Ифа - Q92817

Артикул: CM0016927



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого энвоплакина (EVPL), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает EVPL человека, мыши и крысы — ороговевающий оболочечный белок, участвующий в терминальной дифференцировке кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EVPL Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	EVPK; EVPL
Вид	Человек
ID гена (человек)	2125
ID гена	2125
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1784–2033 человеческого EVPL (NP_001979.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92817
Молекулярная масса белка	232 кДа
Доставка	Холодовый пакет