

Поликлональное Антитело Против Ep300 Для Ihc-P, Elisa - Q09472

Артикул: CM0020723



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой гистоновой ацетилтрансферазы р300 (EP300). Валидировано для ИHC-P и ELISA, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования в области биологии хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EP300 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p300; KAT3B; MKNK2; RSTS2; EP300
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2033
ID гена	2033
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 940-1030 человеческого EP300 (NP_001420.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q09472
Молекулярная масса белка	264 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом