


Поликлональное Антитело Anti-Ep400 Для Wb, Elisa — Q96L91

Артикул: CM0014220



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий EP400 (p400), компонент комплекса NuA4 массой 343 кДа. Валидировано для применений в WB и ELISA. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело EP400
Примечания/синонимы	P400; CAGN32; TNRC12; EP400
Вид	Человек
GeneID (человек)	57634
GeneID	57634
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96L91
Молекулярная масса белка	343 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом