

Поликлональное Антитело Против Ерас1/Rapgef3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — O95398

Артикул: CM0019966



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому Ерас1/RAPGEF3 — регулируемому цАМФ фактору обмена гуаниновых нуклеотидов для белка Rap. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с эпитопами человека и мыши. Предсказанная молекулярная масса: 104 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ерас1/RAPGEF3 кроличье пАт
Примечания/алиасы	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Ерас1/RAPGEF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10411
ID гена	10411
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого Ерас1/Ерас1/RAPGEF3 (NP_001092002.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95398
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодовой пакет