

Поликлональные Антитела Против Eras1/Hif2A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Артикул: CM0030475



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого EPAS1/HIF2α (SWISS: Q99814). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований гипоксии и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPAS1/HIF2α кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2α
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2034
GeneID	2034
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99814
Молекулярный вес белка	96кДа
Доставка	Сумка со льдом