


Анти-Erb41 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P11171

Артикул: CM0005114



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого EPB41 (4.1R), валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований мембранного цитоскелета, биологии эритроцитов и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPB41 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	HE; EL1; 4.1R
Вид	Человек
ID Gene (Человек)	2035
ID Gene	2035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 711-810 человеческого EPB41 (NP_001159477.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11171
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Ледяной пакет