


Анти-Erb41 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P11171

Артикул: CM0023596



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого EPB41 (4.1R, Band 4.1), валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения мембранного скелета и деления клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPB41 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HE; EL1; 4.1R; EPB41
Вид	Человек
ID гена	2035
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-500 человеческого EPB41 (NP_001159478.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11171
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом