


Кроличья Поликлональная Антитела Против Erb41 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P11171

Артикул: CM0021703



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EPB41 (Белок 4.1R) для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Нацелены на 97 кДа белок скелета мембраны эритроцитов, участвующий в механической стабильности и митозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPB41 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HE; EL1; 4.1R
Вид	Человек
GeneID (человек)	2035
GeneID	2035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого EPB41 (NP_001159477.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11171
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом