

Поликлональные Антитела Против Erb41L2 Для Wb, If/Icc, Elisa — O43491

Артикул: CM0029530

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EPB41L2 (4.1G), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Подходят для изучения цитоскелета, митоза и функций клеточной кортекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPB41L2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2037
ID гена	2037
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-210 человеческого EPB41L2 (NP_001186317.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43491
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодовой пакет