

Поликлональное Антитело Anti-Epb42 Для Wb, Elisa — P16452

Артикул: CM0022946



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EPB42 (белок 4.2). Валидировано для WB и ELISA, реагирует также с белком мыши. Идеально подходит для исследований стабильности мембраны эритроцитов и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к EPB42
Примечания/синонимы	PA; SPH5; EPB42
Вид	Человек
GeneID (человек)	2038
GeneID	2038
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-240 человеческого EPB42 (NP_001107606)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16452
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом