

Поликлональные Антитела К Ерсат Для Wb, Elisa - Q99Jw5

Артикул: CM0023064

введение

Кроличьи поликлональные антитела к Ерсат для WB и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы. Мишень: молекула адгезии эпителиальных клеток (CD326, EGP314). Иммуноген: рекомбинантный мышинный Ерсат (аминокислоты 24-266).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ерсат Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1; Ерсат
Вид	Мышь
Идентификатор гена	17075
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-266 мышинного Ерсат (NP_032558.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99JW5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Транспортировка	Хладопакет