

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ерсам Для Wb, IHC-P, Ифа - P16422

Артикул: CM0002575



введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческому Ерсам (CD326) для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает Ерсам человека, мыши и крысы. Полезно для исследований адгезии эпителиальных клеток и изучения раковых стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к Ерсам
Примечания/Алиасы	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Вид	Человек
ID гена (человек)	4072
ID гена	4072
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого Ерсам (P16422))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16422
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет