

Анти-Ерсат Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Артикул: CM0014628



введение

Кроличий поликлональный антитело к Ерсат, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально подходит для исследований молекулы адгезии эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ерсат кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; Ерсат
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4072
GeneID	4072
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 человеческого Ерсат (NP_002345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16422
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете