

Моноклональное Антитело К Epcr/Cd201 Для Wb, Elisa - Q64695

Артикул: CM0007318

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный EPCR/CD201. Валидировано для методов WB и ELISA. Участвует в процессе свертывания крови через активацию протеина C. Подходит для исследований гемостаза и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EPCR/CD201
Примечания/Псевдоним	Ссса; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	10544
Идентификатор гена	19124
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 мышиного EPCR/CD201 (NP_035301.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64695
Молекулярная масса белка	27 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет