


Кроличье Моноклональное Антитело К Epcr/Cd201 Для Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Артикул: CM0004436



введение

Кроличье моноклональное антитело к белку EPCR/CD201 человека, валидированное для методов WB, FC и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Подходит для исследований коагуляции и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EPCR/CD201
Примечание/Синонимы	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор протеина C; EPCR/CD201
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10544
GeneID	10544
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 CD201/EPCR человека (NP_006395.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UNN8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом