


Моноклональное Антитело Против Eph Рецептора В3 (Ephb3) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54753

Артикул: CM0003021



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Eph рецептора В3 (EPHB3), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на ключевую рецепторную тирозинкиназу, участвующую в наведении аксонов и развитии синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Eph рецептора В3 (EPHB3)
Примечания/Альтернативные названия	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Eph рецептор В3 (EPHB3)
Вид	Человек
GeneID	2049 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого Eph рецептора В3 (EPHB3) (P54753)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54753
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом