


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Epha1 Для Wb, Elisa - P21709

Артикул: CM0027375



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого EPHA1, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Применимы в исследованиях сигнальных путей эфриновых рецепторов, ангиогенеза и карцином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHA1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2041
GeneID	2041
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого EPHA1 (NP_005223.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21709
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом