

Кроличье Моноклональное Антитело Против EphA2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29317

Артикул: CM0005039



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий EPHA2 (Ephrin type-A receptor 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции, дифференцировки и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHA2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ЕСК; СТРА; ARCC2; СТРР1; СТРСТ6; EPHA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1969
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-534 человеческого EPHA2. (NP_004422.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29317
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом