

Анти-Erha2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P29317

Артикул: CM0029602



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ERHA2 (рецептор эфрина типа А 2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований в области онкологии, ангиогенеза и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERHA2 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	ECK; CTPA; ARCC2; CTRP1; CTRCT6; ERHA2
Вид	Человек
Идентификатор гена	1969
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-530 человеческого ERHA2 (NP_004422.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29317
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом