

Кроличья Поликлональная Антитело Против EphA3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P29320

Артикул: CM0027985



введение

Антикроличья поликлональная антитело против EphA3, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с EphA3 человека, мыши и крысы (110 кДа). Подходит для исследований сигнального пути эфриновых рецепторов, клеточной адгезии и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EphA3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EphA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2042
GeneID	2042
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков от 400 до 545 человеческого EphA3 (NP_005224.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29320
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Айс-пакет