

Поликлональное Антитело Против EphA3/EphA4/EphA5 Для Игх-П, Иф/Ицц, Ифа — P29320 / P54764 / P54756

Артикул: CM0019401



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на рецепторы EphA3, EphA4 и EphA5 человека. Валидировано для ИГХ-П, ИФ/ИЦЦ и ИФА; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути рецепторов эфрина и клеточной адгезии в исследованиях развития и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
Вид	Человек
ID гена (человек)	2042/2043/2044
ID гена	2042/2043/2044
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700–800 человеческих EPHA3/EPHA4/EPHA5 (NP_005224.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФ/ИЦЦ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29320/P54764/P54756
Доставка	Пакет со льдом