


Кроличье Поликлональное Антитело К EphA5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P54756

Артикул: CM0014242



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий EPHA5 (UniProt P54756). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для нейробиологических исследований навигации аксонов, синаптической пластичности и сигналинга рецепторных тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к EPHA5
Примечания/Альтернативные названия	EK7; CEK7; ENK1; HEK7; ENK-1; TYRO4; EPHA5
Вид	Человек
ID гена	2044
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого EPHA5 (NP_004430.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54756
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом