

Поликлональные Антитела Против Ephb2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P29323

Артикул: CM0024712



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий EPHB2 (NP_059145.2, аминокислоты 250-540). Валидированы для WB и ELISA; перекрестно реагируют с человеческим и мышиным белками. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии развития, ангиогенеза и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2048
GeneID	2048
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-540 человеческого EPHB2 (NP_059145.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29323
Молекулярная масса белка	117кДа
Доставка	Сумка-холодильник