


Анти-Erpb4 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P54760

Артикул: CM0029458



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого EPHB4, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь. Разработано для исследований ангиогенеза, сердечно-сосудистого развития и миграции клеток с использованием рекомбинантного белкового антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHB4 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2050
ID гена	2050
Антиген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54760
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом