

Поликлональные Антитела К Ephb6 Для Wb, Elisa — 015197

Артикул: CM0017536



введение

Поликлональные антитела к EPHB6 (кролик) для WB, ELISA. Реагируют с образцами человека и мыши. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок, охватывающий аминокислоты 615-729. Мишень: киназно-дефектный рецептор эфрина, участвующий в клеточной адгезии и миграции. SWISS: 015197.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHB6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HER; EPHB6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2051
GeneID	2051
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 615-729 EPHB6 человека (NP_001267724.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	015197
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом