

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ephrin A1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Ицх, Ифа - P20827

Артикул: CM0011805



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Ephrin A1 (B61, LERK-1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований ангиогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Ephrin A1
Примечания/Альтернативные названия	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Ephrin A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1942
ID гена	1942
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Ephrin A1 (P20827).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафин (IHC-P), Иммуофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20827
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом