

Моноклональное Антитело Против Ephrin B2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P52799

Артикул: CM0003489



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Ephrin B2 (EFNB2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью в отношении человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ангиогенеза, нейроразвития и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ephrin B2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1948
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого EFNB2 (P52799)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52799
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В термосумке со льдом