

Кроличий Поликлональный Антитело Против Ephrin B2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52799

Артикул: CM0015253



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Ephrin B2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения нейронального развития и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ephrin B2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1948
GeneID	1948
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-229 человеческого Ephrin B2 (NP_004084.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P52799
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом