

Анти-Ephx1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P07099

Артикул: CM0023744

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против EPHX1 (эпоксидгидролаза 1, mEH). Валидировано для применения в WB и ELISA, перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований метаболизма и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHX1 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	МЕН; EPHX; EPOX; NYL1; EPHX1
Вид	Человек
GeneID	2052
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-320 человеческого EPHX1 (NP_000111.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07099
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом