


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Ephx2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P34913

Артикул: CM0002501



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого EPHX2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения путей метаболизма липидов и детоксикации ксенобиотиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPHX2 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	СЕН; SEN; ABHD20; EPHX2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2053
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого EPHX2 (P34913)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P34913
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом